

Triciclo adaptado

 rifton.



O triciclo é um dispositivo médico e pode ser usado para terapia recíproca, exercícios para manter a amplitude de movimento e força ou para fins recreativos.

Guiador dianteiro com opção aberta ou fechada e freio. **Imagem 1.**

Remova as rodas traseiras e dianteiras e abaixe o encosto para facilitar o transporte. **Imagem 2.**

A inclinação do encosto permite ajustá-lo na vertical ou com inclinação de $7\frac{1}{2}^\circ$ ou 15° . **Imagem 3.**

O suporte estacionário transforma qualquer triciclo em um treinador estacionário para prática de pedalada ou atividades em dias chuvosos. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Quadro	Alumínio aeronáutico
Medição do usuário	30 cm até 97 cm / 12" até 38"
Tamanhos	Pequeno, Médio e Grande
ITEM	X321 X331 X341
Peso máx do usuário	68 - 140 kg / 150 - 310 lbs
Peso do Produto	21 - 30 kg / 47 - 65 lbs
Tamanho da roda	12" 15" 18"
Usar	Recreação e reabilitação
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
Cores da moldura	    

Corrente de transmissão em fibra de carbono	
Ajustes de assento e encosto	
Medição do usuário necessária (virilha ao chão)	
	Medidas de envio A 21" B 52.5" C 27" Peso 54 kg.

BENEFÍCIOS

Excelente ajuda para pacientes com diferentes necessidades de mobilidade e reabilitação.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

