

Ultra X 3 y 4 ruedas

PRIDE
MOBILITY



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4

El Go Go® Ultra X está repleto de funciones como desmontaje con una sola mano y una cómoda caja de batería para viajar sin preocupaciones.

¡Nuevo! Asiento plegable compacto de vinilo. **Figura 1.**

Asiento desmontable con apoyabrazos ajustables y abatibles. Gira para facilitar traslados y actividades. **Figura 2.**

Batería desmontable para cargarlo en cualquier lugar. **Figura 3.**

El puerto de carga, convenientemente ubicado justo debajo del mango. **Figura 4.**



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Asiento	17" x 17"
Altura del respaldo	14"
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	(3R) 44 kg / (4R) 46 kg
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	8" x 2.5" sólidas
Velocidad máxima	(3R) 7 kmh (4R) 6.5 kmh
Radio de giro	(3R) 36.5" (4R) 52.5"
Baterías	(2)12 AH
Rango de distancia	(3R) 12 km (4R) 14 km por carga

Se desmontan fácilmente en 5 piezas



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

