

Upsee



Upsee é um dispositivo de mobilidade vertical projetado para permitir que crianças com deficiência motora fiquem de pé e se movam com a ajuda de um adulto.

Disponível em 4 tamanhos: XS, S, M, L.
Imagem 1.

Cinto de quadril adulto. O arnês da criança é preso ao cinto do adulto.
Imagem 2.

Sandálias Duplas. **Imagem 3.**

Programa de terapia Upsee. Seu guia passo a passo para maximizar a eficácia do Upsee. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	XS, S, M, L
Faixa etária	1 a 8 anos
Ombro ao quadril	28 - 42 cm / 11" - 16,5"
Circunferência. porta-malas	50 - 71 cm / 19" - 28"
Circunferência. quadril	50 - 73 cm / 19" - 29"
Capacidade de peso	15 - 25 kg / 33 - 55 lbs
Cores	Azul e rosa
Tamanho das sandálias	(EUA) 3,5 - 7,5 / 5,5 - 13/5 - 12



BENEFÍCIOS

Dispositivo de mobilidade vertical projetado para crianças com deficiência motora.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

