

WAVE Sistema de baño



Cuando facilitamos el baño, nuestros clientes son más saludables. La nueva WAVE, una silla de baño que mejora la experiencia de bañarse y ducharse tanto para el cliente como para el cuidador.

Material resistente y suave al tacto, tiene propiedades antimicrobianas, es impermeable y libre de látex. **Figura 1.**

Ajuste el ángulo del respaldo y asiento hasta 75° con una mano, para mayor seguridad y tranquilidad. **Figura 2.**

El soporte de ducha permite colocar al usuario en la ducha a la altura que permite una mejor limpieza y le protege la espalda. Ruedas con bloqueo (4") permiten fácil y suave movilidad.

Figura 3.

La ingeniosa base de transferencia para bañera es ideal para usuarios grandes o pesados que necesitan una ducha sobre la bañera. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Medida total usuario	76 cm - 188 cm 30" - 74"
Medidas marco	Pequeño, Mediano y Grande
Ancho asiento	15" / 15" / 17.5"
Altura del respaldo	23" / 26.5" / 32"
Peso max de usuario	34 kg - 113 kg 75 lbs - 250 lbs
Peso del producto	4.6 kg - 14.5 kg 10.2 lbs - 32 lbs
Uso	Sistema de baño con transferencia
Accesorios	Si
Ajustes	No requieren herramientas
Colores de tela	

Medida de usuario
requerida
(altura total)



Soporte para bañera
eleva la base
hasta 30cm.

Fácil de guardar
y transportar



BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11S

