

WeGo



Leve, portátil e estiloso como qualquer carrinho típico e você também pode colocar seu GoTo nele, para que seu filho tenha todo suporte e conforto para passear.

É muito fácil colocar e retirar seu GoTo Seat do WeGo. **Imagem 1.**

Se reclina a 140° y seguirán teniendo el apoyo del asiento GoTo. **Imagem 2.**

Capa de chuva especial. **Imagem 3.**

Dobra-se de forma compacta para transporte - não há necessidade de remover as rodas traseiras para dobrar. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

ESPECIFICAÇÕES

Altura total do usuário	116 cm / 45,6"
Largura do assento	35 cm / 13,5"
assento profundo	26 cm / 10"
Peso máx do usuário	30 kg / 66 lbs
Peso do Produto	11 kg / 24,2 lbs
Faixa etária	1 a 8 anos
Acessórios	Opcional
Compatível com assento GoTo	

Medição do usuário
necessária
(Altura total)



BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

