

# X'CAPE



Ele foi projetado com o objetivo de ajudar crianças com diferentes necessidades de mobilidade a passarem para o próximo nível de independência. Uma das cadeiras de rodas pediátricas dobráveis mais leves, pesando apenas 19 libras, permite que seu filho gaste menos energia na propulsão.

Design específico para pediatria, elevação de 2" na barra transversal e 3" na calha do assento. **Imagem 1.**

Estrutura com espalhador dobrável XLOCK para desempenho e conforto. **Imagem 2.**

Sistema de posicionamento de extremidades inferiores Z-finity®. **Imagem 3.**

VersaRail™ para opções ilimitadas de assentos e acessórios. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES	
ITEM	EIFZ1
Quadro	Alumínio
Tipo de moldura	Dobrável / Rígido
Largura do assento	8" a 16"
Profundidade assento	8" a 16"
Capacidade de peso	75 kg / 165 lbs
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis:	

Estrutura leve e dobrável fácil de transportar e armazenar



## BENEFÍCIOS

Tecnologia de estrutura rígida e estrutura dobrável para crianças ativas e em crescimento.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

**Para mais informações sobre como obter este produto**  
**Entre em contato com seu representante local da Loh Medical**

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

