

X'CAPE



Es diseñada con el objetivo de ayudar a los niños con diferentes necesidades de movilidad a pasar al siguiente nivel de independencia. ¡Una de las sillas de ruedas plegables pediátricas más livianas de tan solo 19 libras, le permite a su hijo gastar menos energía en propulsión.

Diseño pediátrico específico, 2" de crecimiento en el travesaño y 3" en el riel del asiento. **Figura 1.**

Marco con cruceta plegable XLOCK para rendimiento y comodidad. **Figura 2.**

Sistema para posicionamiento de las extremidades inferiores Z-finity®. **Figura 3.**

VersaRail™ para opciones ilimitadas de asientos y accesorios. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EIFZ1
Marco	Aluminio
Tipo de marco	Plegable / Rígido
Ancho de asiento	8" a 16"
Profundidad asiento	8" a 16"
Capacidad de peso	75 kg / 165 lbs
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas
Colores disponibles:	

Marco ligero
y plegable
fácil de transportar
y almacenar



BENEFICIOS

Tecnología de un marco rígido y marco plegable para niños activos y en crecimiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

