

# ZONE



¡Silla liviana, divertida y con crecimiento para niños activos! La Zippie® Zone™ es una silla de ruedas rígida pediátrica innovadora, ultra ligera y con variedad de opciones; perfecta para niños y adolescentes activos. Ofrece numerosas opciones de crecimiento y proporciona el mayor acceso a las ruedas para una movilidad independiente.

Capacidad de crecimiento con 3 "de profundidad integrado en el marco. **Figura 1.**

Marco Ultra Ligero de Aluminio 7000 Aeroespacial. **Figura 2.**

Opciones de colores del marco, tenedores y plataform, ejes, ruedas y protectores. **Figura 3.**

Un sistema de asientos personalizado Ride Designs®. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

## ESPECIFICACIONES

| ITEM                | EIRZ1                        |
|---------------------|------------------------------|
| Marco               | Aluminio                     |
| Tipo de marco       | Rígido                       |
| Ancho de asiento    | 8" a 16" / 20.3 cm a 40.6 cm |
| Profundidad asiento | 9" a 18" / 23 cm a 45.7 cm   |
| Capacidad de peso   | 75 kg / 165 lbs              |
| Peso del producto   | 6.4 kg / 14 lbs              |
| Accesorios          | Opcionales                   |
| Ajustes             | En medidas                   |

Colores disponibles:



Marco ligero  
y plegable  
fácil de transportar  
y almacenar



## BENEFICIOS

Tecnología de un marco rígido y marco plegable para niños activos y en crecimiento.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)



ver\_2025.11.115

