

# Silla motorizada transportable

## FELIX



## ONE

El marco de la Felix es sólido y robusto, puede ser plegado para ser guardado en casi todos los maleteros y asientos traseros. La caja de baterías se retira. El joystick PG de 4 botones es fácil de usar y controla los motores duales Linux.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

El joystick PG de 4 botones fácil de usar extremadamente sensible. **Figura 2.**

Batería desmontable. **Figura 3.**

Puede ser desmontado de forma rápida y simple para transportarla. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Acero, Plegable
Ancho de asiento	17", 18" y 19"
Profundo de asiento	17"
Altura respaldo	16"
Tipo respaldo	Tensión ajustable
Peso producto	65 kg
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	12" sólidas   8"x 2" sólidas
Apoyabrazos	Acolchados
Velocidad	7 kmh
Batería	Acido Selladas de 12V/25AH
Color	Azul



### Medidas de envío

A 34"

B 15"

C 39"

Peso 70 kg.

**BENEFICIOS** Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)



ver\_2025.11.115

