

Zippie IRIS



A melhor cadeira de rodas com inclinação no espaço, o que significa que o assento gira em torno do centro de gravidade da criança. O resultado é um movimento de inclinação suave e controlado que reduz a sensação de queda. Oferece ótimas opções de posicionamento.

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário.

Imagem 1.

A opção de estrutura dobrável oferece crescimento integrado de até 4" de profundidade e 2" de largura.

Imagem 2.

Estrutura com barra transversal dobrável XLOCK e peças removíveis para facilitar o transporte. **Imagem 3.**

Possui faixas de rotação de 40° ou 55° que podem ser configuradas para atingir até 45° ou 60°. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EIZ5A
Quadro	Alumínio
Largura do assento	10" a 18"
Profundidade assento	10" a 18"
Capacidade de peso	75 kg / 165 lbs
Graus de inclinação	-5° até 55°
Sistema de inclinação	Incline no espaço
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis	

Sistema de pedal para ativar basculação e freio



Acessórios para a comodidade do cuidador

Nova e inovadora interface de Leckey



O sistema de respaldo MONO de uma única postagem

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que fornece suporte de inclinação e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

