

Zippie IRIS



La mejor silla de ruedas con basculación en el espacio, lo que significa que el asiento gira alrededor del centro de gravedad del niño. El resultado es un movimiento suave y controlado de inclinación que reduce la sensación de caer. Ofrece grandes opciones de posicionamiento.

Ofrece la opción recomendable para cojines y respaldos JAY sobre medida y necesidades específicas del usuario. **Figura 1.**

La opción de marco plegable ofrece crecimiento incorporado hasta 4" de profundidad y 2" de ancho. **Figura 2.**

Marco con cruceta plegable XLOCK y partes desmontables para fácil transporte. **Figura 3.**

Presenta rangos de rotación de 40° o 55° que se pueden configurar para lograr hasta 45° o 60°. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EIZ5A
Marco	Aluminio
Rango de ancho	10" a 18"
Profundidad	10" a 18"
Capacidad de peso	75 kg / 165 lbs
Grados basculación	-5° hasta 55°
Sistema basculación	Basculación en el espacio
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas
Colores disponibles:	

Sistema de pedal para activar la basculación y freno



Accesorios para la comodidad del cuidador

Nueva e innovadora interfaz de Leckey



El sistema de respaldo MONO de un solo poste

BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

