

Cadeira de rodas ATIVA em alumínio



ONE



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Esta cadeira de rodas ativa de alumínio possui quadro rígido, garantindo máxima capacidade de resposta e um design moderno. Elegante e leve, oferece excelente manobrabilidade para pacientes dinâmicos. Ideal para: pacientes com estilo de vida ativo que buscam uma cadeira ativa, compacta e de alto desempenho

Centro de gravidade ajustável.

Imagem 1.

Inclui protetores laterais removíveis para vestuário com guarda-lamas, ajustáveis em altura e profundidade.

Imagem 2.

Freios laterais compactos. **Imagem 3.**

Rodas anti-tombo. **Imagem 4.**

Outras características:


- Cor preta
- Assento e encosto em nylon
- Encosto com tensão ajustável de 4 tiras
- Encosto reclinável manual de -5° a 15°
- Centro de gravidades ajustável de 3"
- Placa de apoio para os pés em alumínio com ajuste de ângulo e profundidade rebatível
- Ajuste os ângulos em 2"
- Apoios de braços (opcional)
- Altura do assento ajustável
- Inflador incluído

Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Estrutura	Alumínio
Largura do assento	16" e 18"
Profundidade assento	16"
Altura Encosto	14" a 16"
Largura total	63 cm
Profundidade total	83,5 cm
Rodas dianteiras	5"x 1,5" sólidas de alumínio
Rodas traseiras	24" pneumática com QR
Capacidade de peso	110 kg / 242,5 lbs
Peso do Produto	14 kg 9 kg sem rodas traseiras
Acessórios Opcionais	Suporta braços tubulares
AAA AAP	18" - 20" 14" - 17"



Medidas de envio

A 33"

B 25"

C 24"

Peso 17 kg.

BENEFÍCIOS

Para pessoas que requerem uma cadeira de uso diário, leve e segura

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2026.04.11P

