

# Silla motorizada con basculación y reclinación eléctrica

## FELIX<sup>RT</sup>



**ONE**

La Felix<sup>®</sup> RT es una silla motorizada con estructura rígida y sistema electrónico de reclinación e inclinación que ofrece máxima independencia y confort. Pensada para usuarios con daño neurológico, permite realizar ajustes posturales sin esfuerzo. Su respaldo y asiento de espuma inyectada proporcionan soporte continuo, ayudando a mantener una postura adecuada y confortable en todo momento.

Controlador dinámico + luces + Actuador y USB. **Figura 1.**

Luces delanteras y traseras. **Figura 2.**

Basculación electrónica desde 0° hasta 20°. **Figura 3.**

Reclinación electrónica desde 90° hasta 140°. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4




# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Marco	Rígido de acero color azul
Asiento	18" x 17"
Altura respaldo	20.5"
Respaldo y asiento	Tela acolchada
Peso producto	102.4 kg / 226 lbs
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	13.5" x 2.5" sólida   8.5" x 2.5" sólida
Motores	2 x 340 W, freno electromagnético
Velocidad	10 kmh
Rango por carga	45 km
Batería	De plomo-ácido de 24 V y 52 Ah
Suspensión	Trasera



**BENEFICIOS** Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2026.04.115

