

M90

Empulse



Integración perfecta de la propulsión eléctrica en tu silla de ruedas manual y en tu vida. El Empulse M90 proporciona asistencia eléctrica a tu silla de ruedas manual sin voluminosidad, cables ni componentes adicionales. Conserva tus neumáticos y aros de mano preferidos y conduce tu silla de ruedas con o sin propulsión eléctrica mediante un sencillo interruptor de palanca extraíble que funciona en todas las direcciones.

Con el Dual Controller inteligente, puedes alternar sin esfuerzo entre los modos de conducción «all-way toggle» y «speed controller» con dirección mediante aro, para adaptarlos a tu energía, al entorno y a tus preferencias, sin necesidad de cambiar ningún componente. **Figura 1**

Saca el máximo partido a tu M90. Utiliza la aplicación durante la configuración para optimizar el rendimiento según tus necesidades y las de tu silla de ruedas. **Figura 2**

Diseñadas para facilitar su transporte. Las ruedas cuentan con un eje de liberación rápida, pesan tan solo 13 libras cada una y caben perfectamente en el maletero de los coches más pequeños. **Figura 3**

El M90 es el vehículo de tracción a las ruedas más ligero del mercado, hasta un 40 % más ligero que otros productos similares. ¡El conjunto completo pesa solo 26 libras! **Figura 4**




Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Peso total	11.8 kg
Peso cada rueda, con batería	5.9 kg
Peso cara rueda, sin batería	5.4 kg
Peso de la batería	0.6 kg



BENEFICIOS

Dirigido principalmente a usuarios activos de silla de ruedas manual que buscan reducir el esfuerzo de propulsión, aumentar su independencia y recorrer mayores distancias mediante asistencia eléctrica, sin perder la maniobrabilidad y portabilidad de su silla.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

